

# GTB 充填器シリーズ

## GTB 250™ マニュアル用器材

- 一回でGTB バッグ6本の充填とシールができます。
- 一時間で250本処理できます。
- シンプルで使いやすい



## GTB 1000™ オートマチック用器材



- 一人でこの器材を使用しながら同時に他の作業もできます。
- 使用後掃除しやすく、毎回5分以下で掃除できます。

- 一時間で1000本の充填とシールができます。
- 全てはオートマチック処理です。
- ラベリングも自動で処理できます。



輸入・販売元



株式会社フロンティアインターナショナル  
FRONTIER INTERNATIONAL Co., Ltd.

Way Ahead

製造元



IMV TECHNOLOGIES  
(フランス)

# GTB® バッグ ビニールバッグ で希釈精液保存



## コンパクトで使いやすい

- バッグを用いフラットに保存する為、ボトルより長い時間保存できます。
- ボトルと比較して15% 以下のスペースで保存でき、簡単に開栓できます。
- ほとんどの市販カテーテルに接続可能です。

## 受胎率の向上

- バッグを絞らず自然に注入します。
- 希釈精液は母豚の子宮頸管の収縮で吸入されます。
- 逆流の激減
- AIを実施するまでに先端部位がビニールで衛生的に保護されています。



### GTB バッグ

- ✓ 90mL 以下
- ✓ ハンズフリーのデザイン

### GTB バッグミニ

- ✓ 40mL 以下
- ✓ 深部注入

### バクティバッグ

- ✓ 90mL 以下
- ✓ 長期保存



輸入・販売元



株式会社フロンティアインターナショナル  
FRONTIER INTERNATIONAL Co., Ltd.

Way Ahead 〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田2-9-1

お問い合わせ・ご注文は：

TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270  
Email: info@frontier-intl.co.jp

<http://www.frontier-intl.co.jp>